

							
EN	Compress barrier ring to the surface of the body around an enteric fistula, stoma, or drain to seal and protect the skin from effluent.	Disinfect device with skin or wound cleaning solution before use. Do not autoclave. Cut to length. Bulb seal should be placed down.	If used with dressing, make hole centered over fistula or stoma.	If used with dressing, seat device flanges on top and bottom. Place hydrocolloid strip between overlap.	Center fistula or stoma in opening. Compress device.	Cut drape or other coverings from inner ring. Apply ostomy pouch.	Check device 24 hours after first placement. Change device within 3 days. Single use only.
DE	Drücken Sie den Barriere-Ring auf die Körperoberfläche, um eine enterische Fistel, ein Stoma oder drainieren Sie, um die Haut abzudichten und vor Ausfluss zu schützen.	Gerät vor Gebrauch mit Haut- oder Wundreinigungslösung desinfizieren. Nicht autoklavieren. Auf passende Länge zuschneiden. Die Rohrdichtung sollte nach unten hin platziert werden.	Bei Verwendung mit Verband, über Fistel oder Stoma ein Loch bohren.	Bei Verwendung mit Verband, die Flansche der Sitzvorrichtung oben und unten anbringen. Legen Sie den Hydrokolloidstreifen zwischen die Überlappung.	Zentrieren Sie die Fistel oder das Stoma innerhalb der Öffnung. Gerät zusammendrücken.	Abdecktuch oder andere Abdeckungen vom Innenring abschneiden. Stomabeutel anbringen.	Überprüfen Sie das Gerät 24 Stunden nach der ersten Platzierung. Gerät innerhalb von 3 Tagen wechseln. Nur für den Einmalgebrauch geeignet.
NL	Druk de barrierering op het oppervlak van het lichaam rondom een enterale fistel of van de voer af om te verzegelen en de huid te beschermen tegen effluent.	Desinfecteer voorafgaand aan gebruik het apparaat met desinfectiemiddel voor de huid of wonden. Geen autoclaaf gebruiken. Op lengte knippen. Verzegeling moet onlaag gericht zijn.	Indien gebruikt met verband, maakt u een gat in het midden over de fistel of stoma heen.	Indien gebruikt met verband, plaatst u de flenzen van het apparaat op de boven- en onderkant. Hydrocolloïde strook plaatsen tussen overlapping.	Houd de fistel of stoma in midden van de opening. Druk het apparaat in.	Knip verband of ander afdekmiddel uit de binnenring. Breng stomazak aan.	Controleer apparaat 24 uur na eerste plaatsing. Vervang apparaat binnen 3 dagen. Voor eenmalig gebruik.
FR	Presser l'anneau de barrière sur la surface du corps autour de la fistule entérique, stomie ou drain, pour former un joint étanche et protéger la peau des effluents.	Avant utilisation, désinfecter le dispositif avec une solution de nettoyage pour la peau ou les blessures. Ne pas autoclaver. Couper à la longueur souhaitée. Le joint du réservoir doit être placé en bas.	En cas d'utilisation avec une interface absorbante, créer un trou sur celle-ci, au-dessus de la fistule ou de la stomie.	En cas d'utilisation avec une interface absorbante, placer la collerette du dispositif en haut et en bas. Poser une bande hydrocolloïde entre le chevauchement.	Centrer la fistule ou la stomie dans l'ouverture. Exercer une pression sur le dispositif.	Couper le champ ou autre revêtement au niveau de l'anneau intérieur. Appliquer la poche pour stomie.	Vérifier le dispositif 24 heures après la première mise en place. Changer le dispositif dans les 3 jours. À usage unique.
IT	Comprimare l'anello di barriera sulla superficie del corpo intorno alla fistola enterica, allo stoma, o al drenaggio per sigillare e proteggere la pelle dagli effluenti.	Prima dell'uso, disinfettare il presidio utilizzando una soluzione detergente per la pelle o le ferite. Non trattare in autoclave. Tagliare alla lunghezza necessaria. La guarnizione a bulbo deve essere posizionata in basso.	Se utilizzato con una garza, centrare il foro sulla fistola o sullo stoma.	Se utilizzato con una garza, posizionare le flange del presidio in alto e in basso. Collocare la striscia idrocolloidale tra le sovrapposizioni.	Centrare la fistola o lo stoma sull'apertura. Comprimare il presidio.	Tagliare via il telo o altre eventuali coperture dall'anello interno. Applicare la sacca ostomica.	Controllare il presidio dopo 24 ore dal primo posizionamento. Sostituire il presidio ogni 3 giorni. Monouso.
ES	Compacte el anillo convexo de barrera a la superficie del cuerpo alrededor de una fistula entera, estoma o drenaje para sellar y proteger la piel de los efluentes.	Desinfecte el dispositivo con una solución para la limpieza de piel o de heridas antes de utilizarlo. No utilice un sistema autoclave. Realice el corte de acuerdo con la longitud. Se debe depositar el sello tipo bulbo.	Si se utiliza con un apósito, realice un orificio en el centro por encima de la fistula o del estoma.	Si se utiliza con un apósito, asíentelo en los rebordes del dispositivo en la parte superior y en la parte inferior. Coloque la banda hidrocolloide entre la superposición.	Coloque la fistula o el estoma en el centro en un orificio. Comprima el dispositivo.	Corte el paño u otros parches protectores del anillo interior. Aplique una bolsa de ostomía.	Controle el dispositivo durante las 24 horas posteriores a su primera colocación. Cambie el dispositivo a los 3 días. Dispositivo de un solo uso.
DA	Pres barriereringen mod overfladen af kroppen omkring en enterisk fistel, stomi eller dræning for at forsegle og beskytte huden mod forurenende væsker.	Desinficer enheden med hud- eller sårrensningopløsning før brug. Autoklavering er ikke tilladt. Klip længden til. Bulbusforseglingen skal vende nedad.	Hvis den bruges sammen med forbinding, skal hullet centreres over fistlen eller stomien.	Hvis den bruges sammen med forbinding, skal enhedens flanger placeres øverst og nederst. Anbring hydrokolloidstrimlen mellem overlappningen.	Centrer fistlen eller stomien i åbningen. Pres sammen på enheden.	Klip beklædning eller anden belægning fra den inderste ring. Påfør stomipose.	Kontroller enheden 24 timer efter første placering. Skift enheden inden for 3 dage. Kun til engangsbrug.
SV	Komprimera barrierring på kroppsytan runt enterisk fistel, stomi, eller utlopp för att tätä och skydda huden från utflödet.	Desinficera enheten med rengöringslösning för hud eller sår före användning. Autoklavera inte. Kapas till önskad längd. Tätninglisten ska placeras nedåt.	Om den används med förband, gör ett hål mitt över fistel eller stomi.	Om den används med förband, lägg enhetens flänsar på toppen och botten. Lägg en hydrokolloidremsa mellan överlappningen.	Centrera fistel eller stomi i öppningen. Komprimera enheten.	Skär av drapering eller andra belägg från den inre ringen. Sätt stomipåse på plats.	Kontrollera enhetens 24 timmar efter första placering. Byt ut enheten inom tre dagar. Endast för engångsbruk.
PT BR	Comprima o anel na superfície do corpo ao redor de uma fistula entérica, estoma ou dreno para selar e proteger a pele dos efluentes.	Desinfete o dispositivo com uma solução de limpeza de pele ou feridas antes de usar. Não esterilize em autoclave. Corte no sentido do comprimento. A vedação deve ser colocada para baixo.	Se usado com curativos, faça um orifício centralizado sobre a fistula ou estoma.	Se usado com curativo, assente a borda na parte superior e inferior. Coloque a faixa de hidrocolloide entre a sobreposição.	Centralize a fistula ou estoma na abertura. Comprima o dispositivo.	Corte o curativo ou outras coberturas do anel interno. Aplique a bolsa de ostomia.	Verifique o dispositivo 24 horas após o primeiro posicionamento. Troque o dispositivo dentro de 3 dias. Uso individual somente.
TR	Bariyer halkasını bir enterik fistül ile stoma etrafındaki vücut yüzeyine bastırın veya cildi akıntidan korumak ve kaplamak için bölgeyi temizleyin.	Kullanım öncesinde cihazı cilt veya yara temizleme solüsyonuyla dezenfekte edin. Otoklavlamayın. Uzunlamasına kesin. Özel conta aşağıya doğru yerleştirilmelidir.	Sargıyla birlikte kullanılıyorsa, fistül veya stomayı ortalayacak şekilde delik açın.	Sargıyla birlikte kullanılıyorsa, cihaz flanslarını alta ve üste yerleştirin. Üst üste gelen kısımlara hidrokolloid yerleştirin.	Açıklık kısımda fistül veya stomayı ortalayın. Cihazı bastırın.	İç halkadan parçaları veya diğer kaplama malzemelerini kesin. Ostomi kesesini uygulayın.	İlk uygulamadan 24 saat sonra cihazı kontrol edin. Cihazı 3 gün içerisinde değiştirin. Tek kullanımlıdır.
EL	Συμπιέστε τον εξωτερικό δακτύλιο στην επιφάνεια του σώματος γύρω από ένα εντερικό συρίγγιο, stoma (στόμιο) ή σωλήνα παραγωγέυσης για να εξασφαλίσετε τη στεγανοποίηση και προστασία του δέρματος από εκροή.	Πριν από τη χρήση, απολυμάνετε τη συσκευή με διάλυμα καθαρισμού του δέρματος ή του τραύματος. Μην αποστειρώνετε σε αυτόκλειστο. Κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Η στεγανοποιητική σφαιρά θα πρέπει να τοποθετείται προς τα κάτω.	Αν χρησιμοποιείται μαζί με επίδεσμο, κεντράρετε το άνοιγμα πάνω από το συρίγγιο ή το stoma.	Αν χρησιμοποιείται με επίδεσμο, τοποθετήστε τις φλάντζες τις συσκευής στο επάνω και κάτω μέρος. Τοποθετήστε ένα υδροκolloidist έμπλαστρο στην περιοχή αλληλεπικάλυψης.	Κεντράρετε το άνοιγμα πάνω από το συρίγγιο ή το stoma. Συμπιέστε τη συσκευή.	Κόψτε την επένδυση ή άλλα καλύμματα από τον εσωτερικό δακτύλιο. Εφαρμόστε τον σάκο της συσκευής συλλογής ούρων (ostomy).	Ελέγχετε τη συσκευή για 24 ώρες μετά την πρώτη τοποθέτηση. Αλλάξτε τη συσκευή εντός 3 ημερών. Συσκευή μιας χρήσης.
FI	Paina sulkurengas kehon pintaa vasten enteerisen fistelin, avanteen tai dreenin ympärille ihon sulkemiseksi ja suojaamiseksi eritteiltä.	Laitte desinfioidaan ihon- tai haavanpuhdistusliuksella ennen käyttöä. Ei saa autoklaavata. Leikkaa sopivan pituiseksi. Kuputiiviste tulee sijoittaa alaspäin.	Jos käytetään siteen kanssa, tee fistelin tai avanteen päälle keskitetty reikä.	Jos käytetään siteen kanssa, sovita laitteen laipat ylle ja alle. Aseta hydrokolloidinen liimanauha päällekkäisten osien välille.	Keskittä fisteli tai avanne aukon kohdalle. Paina laitetta.	Leikkaa laskos tai muut peitteet sisärenkaasta. Käytä ostomiapussia.	Tarkista laite 24 tunnin kuluttua ensimmäisestä asettamisesta. Vaihda laite 3 päivän kuluessa. Vain kertakäyttöön.
NO	Komprimer barrierering til overflaten av kroppen rundt en enterisk fistula, stoma eller dren for å forsegle og beskytte huden mot avløpsvann.	Desinfiser enheten med rengjøringsmiddel for hud eller sår før bruk. Ikke autoklaver. Kutt til lengde. Kolbetettingen må plasseres ned.	Hvis brukt med forbinding, lag hull sentrert over fistula eller stoma.	Hvis brukt med forbinding, monter enhetsflenser på topp og bunn. Plasser hydrokolloidist mellom overlappningen.	Sentrer fistula eller stoma i åpningen. Komprimer enheten.	Kutt til draperingen eller andre dekker fra indre ring. Freund stomipose.	Kontroller enheten 24 timer etter første plassering. Endre enheten etter tre dager. Kun til engangsbruk.
CS	Přitlačte těsnící kroužek k povrchu těla okolo enterické píštěle, stomie nebo drénu kvůli utěsnění a ochraně kůže před výměšky.	Před použitím vydezinfikujte zařízení čisticím roztokem na kůži nebo rány. Neautoklavujte. Zastříhnete do požadované délky. Těsnění by mělo směřovat dolů.	Při použití s krytím vytvořte nad píštělí nebo stomii soustředný otvor.	Před použitím vydezinfikujte zařízení čisticím roztokem na kůži nebo rány. Neautoklavujte. Zastříhnete do požadované délky. Těsnění by mělo směřovat dolů.	Umístěte píštěl nebo stomii do středu otvoru. Zařízení stlačte.	Odstříhnete roušku nebo jiné krytí z vnitřního kruhu. Aplikujte stomický sáček.	Zařízení zkontrolujte 24 hodin po prvním umístění. Během 3 dnů zařízení vyměňte. Pouze pro jednorázové použití.



INŠTRUKCIE / INSTRUKCJE / UTASÍTÁS / INSTRUKCIJE / NAVODILA / ИНСТРУКЦИИ / НҮҢСҚАУЛАР / ЈУНЕНД / INSTRUKCIJOS / INSTRUCȚIUNI / ИНСТРУКЦИИ / INSTRUKCIJAS / 説明書

	1	2	3	4	5	6	
SK	Zatlačte bariérový krúžok k povrchu tela okolo enterickej fistuly, stómie alebo drénu, aby ste utesnili a chránili pokožku pred odtokom.	Pred použitím vydezinfikujte roztokom na čistenie pokožky alebo rán. Nesterilizujte v autokláve. Odstrihnite na požadovanú dĺžku. Tesnenie banky musí byť dolu.	Ak sa používa s krytím, vytvorte otvor v strede nad fistulou alebo stómiou.	Ak sa používa s krytím, umiestnite lemy pomôcky na hornú aj spodnú časť. Medzi prekryvanie umiestnite hydrokoloidné krytie.	Fistulu alebo stómiu v otvore vycentrujte. Pomôcku stlačte.	Z vnútorného prstenca vystrihnite rúško alebo iné poťahové materiály. Aplikujte stomické vrecko.	Pomôcku po prvom umiestnení skontrolujte po 24 hodinách. Pomôcku vymeňte do 3 dní. Len na jednorazové použitie.
PL	Kompres-pierścień barierowy do nakładania na powierzchni ciała wokół przetoki jelitowej, stomii lub drenu w celu uszczelnienia i zabezpieczenia skóry przed wysiękiem.	Przed użyciem wyrób należy zdezynfekować za pomocą roztworu do czyszczenia skóry lub ran. Nie sterylizować w autoklawie. Przyciąć na odpowiednią długość. Uszczelnienie należy umieścić na dole.	W przypadku stosowania z opatrunkiem umieścić otwór centralnie nad przetoką lub stomią.	W przypadku stosowania z opatrunkiem umieścić kolnierze wyrobu u góry i na dole. Pasek hydrokoloidowy należy umieścić pomiędzy nałożonymi fragmentami.	Umieścić przetokę lub stomię centralnie w otworze. Ścisnąć wyrób.	Przyciąć serwetę lub inną osłonę z pierścienia wewnętrznego. Nałożyć worek stomijny.	Sprawdzić wyrób 24 godziny po pierwszym nałożeniu. Zmienić wyrób w ciągu 3 dni. Tylko do jednorazowego użytku.
HU	Nyomjuk rá a gátgyűrűt a test felületére a fekély, sztooma körül, vagy ürítősűk le, hogy a bőrt lezárja és megvédi a szennyezőstől.	Használat előtt fertőtlenítes az eszközt bőr- vagy sebtisztító oldattal. Ne sterilizálja autoklával. Vágja hosszra. Az oxidálószerrel kell helyezni.	Ha öntettel használja, csináljunk lyukat a fekély vagy a sztooma középpontjában.	Ha öntettel használják, az üléskeret karimáit felül és alul. Helyezze a hidrokolloid szalagot az átfedés közé.	A Közép fekély vagy sztooma nyitva. Tömörítse az eszközt.	Vágja le a szövetet vagy más burkolatot a belső gyűrűről. Használjon sztoomaterápiás tasakot.	Ellenőrizze a készüléket az első elhelyezés után 24 órával. Cserélje ki az eszközt 3 napon belül. Csak egyszeri használatra.
HR	Pritisnite modelirajući prsten na površinu tijela koja okružuje enteričnu fistulu, stomu ili dren kako bi se koža prekrila i zaštitila od istjecanja.	Prije upotrebe pomagalo dezinficirajte otopinom za ispiranje kože ili rana. Nemojte upotrebljavati autoklav. Skratite na odgovarajuću duljinu. Brtva bi se trebala položiti na dno.	Ako upotrebljavate i oblogu, prirobnice pomagala postavite ispod i iznad nje. Uz preklap postavite hidrokoloidnu traku.	Ako upotrebljavate i oblogu, prirobnice pomagala postavite ispod i iznad nje. Uz preklap postavite hidrokoloidnu traku.	Namjestite otvor tako da se u središtu nalazi fistula ili stoma. Pritisnite pomagalo.	Izrežite tkaninu ili drugi pokrov iz unutrašnjega prstena. Namjestite vrećicu za stomu.	Provjerite pomagalo 24 sata nakon što ga postavite prvi put. Zamijenite pomagalo u roku tri dana. Samo za jednokratnu upotrebu.
SL	Pritisnite obroč na površino telesa okoli enterične (črevesne) fistule, stome ali lija, da zatesnite in zaščitite kožo pred izločki.	Izdelek pred uporabo razkužite z razkužilom za kožo ali čiščenje rane. Ne uporabljajte avtoklava. Izdelek odrežite na ustrezno dolžino. Namestite tesnilo.	Če uporabljate prevezo, naredite luknjico, ki je poravnana s fistulo ali stomo.	Če uporabljate prevezo, pritrdite prirobnice izdelka na vrh in dno. Namestite hidrokoloidni trak, kjer prihaja do prekrivanja.	Poravnajte fistulo ali stomo z odprtino. Izdelek pritisnite.	Odrežite odvečno blago ali druge obloge iz notranjega obroča. Namestite stomsko vrečko.	Izdelek preverite 24 ur potem, ko ste ga prvič namestili. Izdelek zamenjajte v treh dneh. Samo za enkratno uporabo.
RU	Прижмите защитное кольцо к поверхности тела вокруг тонкокишечного свища, стомы или дренажа, чтобы герметизировать и защитить кожу от эксудата.	Перед использованием продезинфицируйте устройство раствором для очистки кожи или ран. Не стерилизуйте в автоклаве. Отрежьте по длине. Выпуклое уплотнение должно быть установлено снизу.	При использовании с повязкой выровняйте отверстие по центру свища или стомы.	При использовании с повязкой установите фланцы устройства сверху и снизу. Поместите гидроколлоидную полосу в месте перекрытия.	Выровняйте свещ или стому по центру устройства. Сожмите устройство.	Срежьте защитную пленку или другие покрытия с внутреннего кольца. Приложите приемник для стомы.	Проверьте устройство через 24 часа после первой установки. Замените устройство в течение 3 дней. Только для однократного использования.
KK	Теріні судан қорғау үшін ішек fistула, стома немесе дренаж айналасындағы дененің бетіне тосқауыл сақинасын сығыңыз.	Қолданар алдында құрылғыны тері немесе жараларды тазартатын ерітіндімен зарарсыздандырыңыз. Автоклавты пайдаланбаңыз. Ұзындығын бойлай кесіңіз. Шам тығыздатқышы төмен қаратылып қойылуы керек.	Егер таңғышпен бірге қолданылса, fistула немесе стоманың үстінен тесік жасаңыз.	Егер таңғышпен бірге қолданылса, құрылғы фланецтерін үстіңгі және астыңғы жағына орналастырыңыз. Қабаттасатын беттердің арасына гидроколлоидты жолақты орналастырыңыз.	Fistула немесе стоманы саңылау ортасына орналастырыңыз. Құрылғыны қысыңыз.	Ішкі сақинадан қақпақты немесе басқа жабындыларды кесіңіз. Стома пакетін пайдаланыңыз.	Құрылғыны алғашқы орналастырғаннан кейін 24 сағаттан кейін тексеріңіз. Құрылғыны 3 күн сайын ауыстырыңыз. Тек бір рет қолдануға болады.
ET	Vajutage tõkestusrõngas keha pinnale enterilise fistuli, stooma või väljavooluava ümber, et pitseerida nahk ja kaitsta seda vooluse eest.	Enne kasutamist desinfitseerige seade naha- või haavapuhastuslahusega. Mitte autoklaavida. Lõigake pikkus parajaks. Ümar ots peab jääma allapoole.	Kasutamisel koos sidemega tehke fistuli või stooma kohale auk.	Kasutamisel koos sidemega seadke seadme äärikud selle peale ja alla. Pange ülekatte vahele hüdrokolloidriba.	Seadke auk fistoli või stoomaga kohakuti. Vajutage seade paika.	Lõigake riie või muud katted sisemiselt rõngalt ära. Paigaldage stoomikott.	Kontrollige seadet 24 tundi pärast esimest paigaldust. Vahetage seade 3 päeva jooksul. Ainult ühekordseks kasutamiseks.
LT	Prispauskite barjerinį žiedą prie kūno paviršiaus aplink enterinę fistulę, stomą ar dreną, norėdami užsandarinti ir apsaugoti odą nuo šlapioavimo.	Prieš naudodami dezinfekuokite prietaisą odos ar žaizdų valymo tirpalu. Nevalykite autoklave. Nukirpkite iki reikalingo ilgio. Pompos izoliatorius turi būti nustatytas apačioje.	Jei naudojate su tvarsčiu, centre padarykite skylę virš fistulės ar stomos.	Jei naudojate su tvarsčiu, prietaiso atvartai turi būti iš viršaus ir iš apačios. Uždekite hidrokoloidinę juostelę tarp atvartų.	Centruokite fistulę ar stomą angoje. Suspauskite prietaisą.	Nukirpkite tvarsčių ar kitokį dengiamąjį audinį nuo vidinio žiedo. Prijunkite ostomijos maišėlių.	Pakartokite prietaisą praėjus parai po įstatymo. Pakeiskite prietaisą per 3 dienas. Tik vienkartinio naudojimo.
RO	Presăți inelul pentru protecția stomei pe suprafața corpului, în jurul unei fistule enterice, stome sau drenaj pentru a sigila și proteja pielea împotriva scurgerilor.	Dezinfectați dispozitivul cu soluție de curățare a pielii sau plăgii înainte de a-l utiliza. Nu autoclavați. Taiiați în lungime. Sigiliul tip bulă ar trebui să fie amplasat jos.	Dacă se utilizează cu pansament, faceți o gaură centrată deasupra fistulei sau stomei.	Dacă se utilizează cu pansament, așezați benzile de reținer ale dispozitivului la partea superioară și inferioară. Amplasați pansament cu hidrocoloid între suprafețe.	Centrați fistula sau stoma în deschidere. Presăți dispozitivul.	Tăiați compresa de tifon sterilă sau alte elemente de acoperire de la inelul interior. Aplicați punge pentru colostomie.	Verificați dispozitivul după 24 de ore de la prima amplasare. Schimbați dispozitivul în decursul a 3 zile. De unică utilizare.
BG	Притиснете бариерния пръстен към повърхността на тялото около enterична fistула, стома или дренаж, за да запечатате и предпазите кожата от секрет от раната.	Преди употреба устройството да се дезинфектира с разтвор за почистване на кожа или рани. Да не се стерилизира в автоклав. Срежете до необходимата дължина. Уплътнението трябва да бъде поставено.	Ако се използва с превръзка, направете отвор, центриран над fistула или стома.	Ако се използва с превръзка, поставете фланците на устройството отгоре и отдолу. Между застъпванията да се постави гидроколлоидна лента.	Центрирайте fistулата или стомата в отвора. Притиснете устройството.	Изрежете драперия или други покрития от вътрешния пръстен. Поставете остомичната торбичка.	Проверете устройството 24 часа след първото поставяне. Сменете устройството в рамките на 3 дни. Само за еднократна употреба.
LV	Lai izveidotu hermētisku barjeru un aizsargātu ādu no efluenta, piespiediet barjeras gredzenu pie ķermeņa virsmas ap zarnas fistulu, stomu vai drenu.	Pirms lietošanas dezinficējiet ierīci ar ādas vai brūču apstrādes šķīdumu. Nesterilizēt autoklāvā. Nogrieziet līdz vajadzīgajam garumam. Kolbas blīvei jābūt vērstai uz leju.	Ja lietojat kopā ar pārsēju, izgrieziet caurumu tieši pa vidu virs fistulas vai stomas.	Ja lietojat kopā ar pārsēju, nolokiet ierīces atlokus augšējā un apakšējā daļā. Pozicionējiet hidrokoloīdu loksni starp pārsējiem.	Novietojiet pa vidu virs fistulas vai stomas atveres. Saspiediet ierīci.	No iekšējā gredzena izgrieziet pārklāju vai citus pārsējus. Uzlieciet stomas maisiņu.	Ierīce pēc pirmās ievietošanas reizes jāuzrauga 24 stundas. Nomainiet ierīci 3 dienu laikā. Tikai vienreizējai lietošanai.
JA	体の表面の腸瘻、ストーマ、またはドレーンを囲むようにバリアリングで圧迫し、流出液が皮膚に付着しないように密封または保護すること。	デバイスは、使用前に皮膚と一緒に消毒するか、創傷洗浄用洗浄液で消毒する。高圧蒸気滅菌器を使用しない。希望の長さに切る。必ずパルプシールを装着すること。	面版を使用する場合は、瘻孔またはストーマの中心に穴を開ける。	面版を使用する場合、上下にデバイスのフランジを取り付ける。ハイドロコロイドストリップを重なる間に設置する。	孔の中央に瘻孔またはストーマをセットし、デバイスを圧迫する。	インナーリングから覆布または他の被覆材を切り取る。オストミーパOUCHを取り付ける。	最初に装着してから24時間後にデバイスを点検する。3日以内にデバイスを交換する。再使用不可。



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor: Emergo Australia
Level 20, Tower II, Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000 Australia

- Intended for use by healthcare professionals
- Report incidents to info@fistulasolution.com and the local competent authority
- Dispose of according to local and national requirements



Manufactured for Fistula Solution Corp.
10604 230th Street North
Scandia, MN 55073 USA

Rev. 20191218